

Welche Unterlagen sollte ich vor der Einreichung vorbereiten?

Bereiten Sie folgende Unterlagen vor der Einreichung vor:



Dokumentation

- Abnahmeprüfberichte der Röntgeneräte
- Abnahmeprüfbericht(e) Befundungsmonitor(e)
- Prüfprotokolle der eingereichten Konstanzaufnahmen
- DVT: Bericht der jährlichen Blendenprüfung
- DVT: Konstanzprüfung Befundungsmonitor (im Quasi bitte Häkchen setzen)



Gerätekonstanz

- Ur-/Referenzaufnahme zum eingereichten Abnahmeprüfbericht
- Drei Konstanzaufnahmen aus den letzten 3 Monaten
- Erstellt nach der letzten Abnahmeprüfung



Patientenaufnahmen

- Vier Patientenaufnahmen je Gerät
- Nicht älter als drei Monate
- Indikation mit Zahnangabe erforderlich
- Aufnahmedatum dokumentieren

Tipp: Organisieren Sie alle Dokumente in einem separaten Ordner für jedes Gerät, bevor Sie mit dem Upload beginnen.

Tipp: Wir empfehlen standardmäßig den Export aller Aufnahmen im DICOM-Format.

Tipp: Der QuaSi Client bietet die Möglichkeit Dokumente direkt über den Client und der mitgelieferten TWAIN Schnittstelle einzuscannen und anzuhängen.